



一般医療機器

医療用不織布

RPクロスガーゼ



ソフトで吸収性・通気性に優れた
不織布ガーゼです。



商品特長

ソフトで吸収性に優れた不織布ガーゼ

- ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
- 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

商品規格

RPクロスガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
21806	RPクロスガーゼ0号 200枚入 10cm×10cm 4ツ折	販売単位 110 × 140 × 60	—	40袋	4971032218069
		外装 621 × 320 × 231	—		14971032218066
21807	RPクロスガーゼ1号 200枚入 15cm×15cm 4ツ折	販売単位 160 × 140 × 80	—	40袋	4971032218076
		外装 660 × 320 × 421	—		14971032218073
21808	RPクロスガーゼ2号 200枚入 15cm×20cm 4ツ折	販売単位 210 × 140 × 80	—	20袋	4971032218083
		外装 821 × 320 × 221	—		14971032218080
21809	RPクロスガーゼ3号 200枚入 20cm×20cm 4ツ折	販売単位 210 × 140 × 110	—	20袋	4971032218090
		外装 571 × 320 × 431	—		14971032218097
21801	RPクロスガーゼ4号 200枚入 25cm×25cm 4ツ折	販売単位 260 × 140 × 130	—	20袋	4971032218014
		外装 675 × 610 × 280	—		14971032218011
21804	RPクロスガーゼ5号 200枚入 30cm×30cm 平	販売単位 320 × 320 × 80	—	20袋	4971032218045
		外装 662 × 770 × 342	—		14971032218042
21802	RPクロスガーゼ6号 200枚入 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 320 × 140 × 160	—	20袋	4971032218021
		外装 820 × 610 × 340	—		14971032218028
21803	RPクロスガーゼ7号 200枚入 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 320 × 140 × 160	—	20袋	4971032218038
		外装 818 × 610 × 334	—		14971032218035

■販売名:RPクロスガーゼ ■届出番号:23B2X10001000005
※規格には誤差が生じる場合があります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店