

一般医療機器

医療用不織布



ガーゼ製品

カットガーゼ

E.O.G.

めっきん Yカットガーゼ

こども用



かわいいパッケージに入った
滅菌済の小児用Yカットガーゼです。



商品特長

1 吸収の良い不織布を使用

- 吸収に優れたコットン100%不織布を使用しているため安心して使用できます。
- 不織布を使用しているため、Yカット部からの乱糸が無く、患部への綿残りがありません。

2 用途に合わせたサイズ

- 小児に適したサイズ(5cm×5cm)で、8plyと16plyの2種類の厚みから選択できます。

3 かわいらしいパッケージ

- かわいらしい動物のキャラクターの入ったパッケージです。
- サイドから1枚ずつ取り出しやすくなっています。



商品情報

■使用方法

- 滅菌バッグより清潔に取り出して適宜使用してください。

関連商品



一般医療機器

滅菌Yカットガーゼ

- 気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
- 粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
- 厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。

商品規格

■SF 滅菌Yカットガーゼ

一般医療機器 医療用不織布:34655000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
19113	SF 滅菌Yカットガーゼ SCC108-1 1枚入(50袋) 5cm×5cm 8ply	販売単位 105 × 120 × 86	107.0g	12箱	4971032191133
		外装 274 × 260 × 220	1.5kg		14971032191130
19119	SF 滅菌Yカットガーゼ SCC1016-1 1枚入(30袋) 5cm×5cm 16ply	販売単位 105 × 120 × 86	90.2g	12箱	4971032191195
		外装 274 × 260 × 220	1.3kg		14971032191192

■販売名:滅菌クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000083

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
 ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店