一般医療機器

滅菌済処置用ガーゼ

滅菌Yカットガーゼ



必要な時にすぐ使用できる 便利な滅菌済Yカットガーゼです。



商品特長

1 気管カニューレを挟みやすいY型切り込み

- ●気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを 入れた、処置用ガーゼです。
- ●厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管 カニューレ挿入部の保護に最適です。

2選べる2つの素材

●粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落 繊維の少ない不織布タイプがあります。





ガーゼタイプ

不織布タイプ

3清潔な1枚包装

●1枚ずつ滅菌されているため、必要な時に必要な分だけ清潔に使用することができます。

4 色分けされたパッケージ

●規格がひと目で識別できるパッケージを使用しています。

5取り出しやすいカートリッジタイプ

●パッケージ側面を切り取ると、カートリッジ式に1袋ずつ取り出せます。





6業務の省力化に

● Yカットガーゼの作製や包装・滅菌などにかかる業務の 省力化が図れます。

7 物品管理に最適

●1箱の内容量が少ないため、物品管理に最適です。

関連商品

一般医療機器

滅菌ディスポーゼ®

●乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、 医療ガーゼタイプⅡ 8plyの処置用ガーゼです。









商品規格

■ガーゼタイプ 一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G. <u>JAN⊐−⊬</u>∕ ITF⊐−ド 135 × 130 × 116 4971032190815 滅菌Yカットガーゼ SD3012-1 1枚入(50袋) 19081 12箱 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12plv 14971032190812 369 × 285 × 289 135 × 165 × 116 4971032190808 販売単位 滅菌Yカットガーゼ SD3016-1 1枚入(50袋) 19080 12箱 369 × 355 × 289 外装 14971032190805

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004

─ 船库療機界 库索用不維布·3/1655000 F0G

■不織布タイプ

一版 医療 (成					H/MM11.34033000 E.S.S.
品番	商品名·規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
19078	滅菌Yカットガーゼ SCC308-1 1枚入(50袋) ア.5cm×ア.5cm(性上リサイズ) 8ply	販売単位 135 × 120 × 116	_	12箱	4971032190785
		外装 369×265×289	_		14971032109782
19079	滅菌Yカットガーゼ SCC3016-1 1枚入(50袋) ス.5cm×ス.5cm(性上りサイズ) 16ply	販売単位 135 × 205 × 116	_	12箱	4971032190792
		外装 369×435×289	_		14971032190799
19120	滅菌Yカットガーゼ SCC408-1 1枚入(50袋) 7.5cm×10cm(性上りサイズ) 8ply	販売単位 112 × 131 × 153	212.9g	12箱	4971032191201
		外装 350×278×321	3.0kg		14971032191208
19113	SF滅菌Yカットガーゼ SCC108-1 1枚入(50袋) 5cm×5cm(性上りサイズ) 8ply	販売単位 105 × 120 × 86	103.7g	12箱	4971032191133
		外装 274×258×220	1.5kg		14971032191130
19119	SF滅菌Yカットガーゼ SCC1016-1 1枚入(30袋) 5cm×5cm(性上りサイズ) 16ply	販売単位 105 × 120 × 86	90.2g	12箱	4971032191195
		外装 274×258×220	1.3kg		14971032191192

■販売名:滅菌クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000083

◇商品はすべてオープン価格です。

② Osaki オオサキメディカル株式会社

本 社 /名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221 ホームページ/http://www.osakimedical.co.jp/ E-mail/support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。 ※規格には誤差が生じる場合があります。 取扱店