

一般医療機器

医療ガーゼ

滅菌ディスポーゼ®Ⅲ



必要な時にすぐ使用できる
便利な滅菌済処置用ガーゼです。



ガーゼ製品

処置用ガーゼ



E.O.G.済



ガーゼ製品

処置用ガーゼ



商品特長

タイプⅢ

- 医療ガーゼ タイプⅢのガーゼを12層になるように折りたたんでいるため、厚みを必要とする処置に最適です。

乱糸が出ない

- 乱糸が出ないように裁断面を内側に折りたたんだ、処置用ガーゼです。

清潔な1枚包装

- 1枚ずつ滅菌されているため、必要な時に必要な分だけ清潔に使用することができます。

色分けされたパッケージ

- 規格がひと目で識別できるように、色分けされたパッケージを使用しています。



取り出しやすいパッケージ

- パッケージ上部を切り取ると、1袋ずつ取り出しやすくなります。
- 残量に合わせてガーゼの転倒を防止する、ストッパーがついているため、最後まで取り出しやすくなっています。

■転倒防止ストッパーの使用法



ガーゼの残量に合わせて、図1の矢印部分にある"Push"を図2のように内側に折ることで、ガーゼが倒れることなく取り出せます。

業務の省力化に

- ガーゼの作製や包装・滅菌などにかかる業務の省力化が図れます。

物品管理に最適

- 1箱の入数が少ないため、物品管理に最適です。

商品規格

■滅菌ディスポーゼ[®]Ⅲ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
15180	滅菌ディスポーゼ [®] Ⅲ S1012-1(50袋) 5cm×5cm(仕上がりサイズ) 12ply 1枚入	販売単位 120 × 102 × 88	132.7g	12箱	4971032151809 14971032151806
		外装 280 × 225 × 265	1.9kg		
15199	滅菌ディスポーゼ [®] Ⅲ S2012-1(50袋) 5cm×7.5cm(仕上がりサイズ) 12ply 1枚入	販売単位 125 × 122 × 82	151.5g	12箱	4971032151991 14971032151998
		外装 275 × 265 × 260	2.2kg		
15181	滅菌ディスポーゼ [®] Ⅲ S3012-1(50袋) 7.5cm×7.5cm(仕上がりサイズ) 12ply 1枚入	販売単位 140 × 127 × 107	208.6g	12箱	4971032151816 14971032151813
		外装 345 × 275 × 295	2.9kg		
15200	滅菌ディスポーゼ [®] Ⅲ S4012-1(50袋) 7.5cm×10cm(仕上がりサイズ) 12ply 1枚入	販売単位 140 × 152 × 107	258.8g	12箱	4971032152004 14971032152001
		外装 345 × 325 × 295	3.5kg		
15201	滅菌ディスポーゼ [®] Ⅲ S5012-1(50袋) 10cm×10cm(仕上がりサイズ) 12ply 1枚入	販売単位 140 × 152 × 135	323.8g	12箱	4971032152011 14971032152018
		外装 430 × 325 × 295	4.3kg		

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004 ■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はずべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉田町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店