



一般医療機器

医療ガーゼ

滅菌ホスピタルガーゼ RS



滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示した
手術・処置用E.O.G.滅菌済ガーゼです。



ガーゼ製品

滅菌ガーゼ

E.O.G.

商品特長

1 ひと目で必要な情報を識別可能

- 滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
 - 滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
 - 折りタイプごとに色分けしています。
- ※RS4-2、4-5、4-10、8-1、8-2、8-5、8-10、16-1のみとなっております。




4ツ折



8ツ折

2 医療ガーゼタイプIの手術・処置用ガーゼ

- ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプIの手術・処置用E.O.G.滅菌済ガーゼです。
- 1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。



4ツ折



8ツ折



16折

商品規格

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
11196	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-1 1枚入(100袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 218 × 120	895.0g	8箱	4971032111964
		外装 470 × 280 × 445	8.2kg		—
11197	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-2 2枚入(50袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 216 × 120	650.0g	8箱	4971032111971
		外装 442 × 255 × 440	6.3kg		—
11198	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-3 3枚入(40袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 218 × 120	655.0g	8箱	4971032111988
		外装 470 × 280 × 455	6.3kg		—
11199	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-5 5枚入(20袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 216 × 120	495.0g	8箱	4971032111995
		外装 442 × 255 × 440	5.0kg		—
11200	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-10 10枚入(20袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 218 × 220	863.0g	4箱	4971032112008
		外装 470 × 260 × 445	4.4kg		—
11201	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-20 20枚入(10袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 218 × 220	813.0g	4箱	4971032112015
		外装 470 × 260 × 455	4.2kg		—
11202	滅菌ホスピタルガーゼ RS4-30 30枚入(7袋) 30cm×30cm 4ツ折	販売単位 210 × 218 × 220	828.0g	4箱	4971032112022
		外装 470 × 260 × 455	4.3kg		—
11203	滅菌ホスピタルガーゼ RS8-1 1枚入(100袋) 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 210 × 216 × 120	686.0g	8箱	4971032112039
		外装 447 × 265 × 445	6.5kg		—
11204	滅菌ホスピタルガーゼ RS8-2 2枚入(50袋) 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 210 × 216 × 120	536.0g	8箱	4971032112046
		外装 447 × 265 × 445	5.3kg		—
11205	滅菌ホスピタルガーゼ RS8-3 3枚入(40袋) 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 210 × 218 × 120	580.0g	8箱	4971032112053
		外装 470 × 280 × 455	5.6kg		—
11206	滅菌ホスピタルガーゼ RS8-5 5枚入(20袋) 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 210 × 216 × 120	458.0g	8箱	4971032112060
		外装 447 × 265 × 445	4.7kg		—
11207	滅菌ホスピタルガーゼ RS8-10 10枚入(10袋) 30cm×30cm 8ツ折	販売単位 210 × 218 × 120	423.0g	8箱	4971032112077
		外装 470 × 280 × 455	4.4kg		—
11209	滅菌ホスピタルガーゼ RS16-1 1枚入(60袋) 30cm×30cm 16折	販売単位 228 × 130 × 115	428.0g	6箱	4971032112091
		外装 425 × 270 × 260	3.1kg		—
11210	滅菌ホスピタルガーゼ RS16-2 2枚入(30袋) 30cm×30cm 16折	販売単位 215 × 110 × 180	320.0g	8箱	4971032112107
		外装 477 × 220 × 462	3.5kg		—

■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000004
■その他の規格は、お客様の要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。