

一般医療機器

綿状創傷被覆・保護材


熱傷被覆・保護材

# サラフィットI 滅菌サラフィットI



ガーゼ製品

サージカルパッド



※未滅菌タイプ専用包装袋

固着しにくく剥離刺激が少ない  
穴あきフィルムのサージカルパッドです。



ガーゼ製品

サージカルパッド

## 商品特長

### 固着しにくくやさしく剥がせる

- 創傷に固着しにくいため、装着中や交換時の固着による痛みを生じにくくします。  
※ 創傷の状態によっては固着する場合がありますため、必要に応じて軟膏を併用し、固着した際は生理食塩水などで濡らしながら剥がしてください。


### 必要なサイズにカット可能

- ポリマーが入っていないため、創傷に合わせて好きなサイズ・形にハサミでカットして使えます。(未滅菌)

### からだにフィットしやすい薄型パッド

- 薄くて柔らかいためからだにフィットしやすく、肌当たりもソフトなパッドです。

## 構成



## 関連商品



一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材:11751000

### 吸収ケアパッド

- 小さな創傷にも使用しやすいコンパクトな薄型・高吸収パッドです。
- 吸収した滲出液が液戻りにくいため、パッド表面のサラサラ感が長続きます。

■販売名:吸収ケアパッドI ■届出番号:23B2X10001000103



一般医療機器 手術用被覆・保護材:34654000  
綿状創傷被覆・保護材:11751000  
熱傷被覆・保護材:11322101

### サンドガーゼF / 滅菌サンドガーゼF

- 高吸収ポリマーを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。

■販売名:オオサキサンドガーゼF ■届出番号:23B2X10001000072  
■販売名:滅菌オオサキサンドガーゼF ■届出番号:23B2X10001000071

## 商品規格

### サラフィットI

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材:11751000  
熱傷被覆・保護材:11322101

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
20938	サラフィットI 1515 10枚入 15cm×15cm	販売単位   350 × 5 × 230	45.0g	30袋	4971032209388
		外装   385 × 200 × 230	1.5kg		
20928	サラフィットI 1515 40枚入 15cm×15cm	販売単位   340 × 25 × 220	145.0g	30袋	4971032209289
		外装   495 × 298 × 314	4.7kg		
20939	サラフィットI 1530 10枚入 15cm×30cm	販売単位   350 × 10 × 230	75.0g	30袋	4971032209395
		外装   530 × 190 × 320	2.8kg		
20927	サラフィットI 1530 20枚入 15cm×30cm	販売単位   340 × 25 × 220	145.0g	30袋	4971032209272
		外装   495 × 298 × 314	4.7kg		
20940	サラフィットI 3030 10枚入 30cm×30cm	販売単位   345 × 10 × 380	150.0g	30袋	4971032209401
		外装   440 × 410 × 315	5.0kg		
20929	サラフィットI 3030 20枚入 30cm×30cm	販売単位   340 × 25 × 370	280.0g	10袋	4971032209296
		外装   375 × 308 × 285	8.8kg		
20941	サラフィットI 3060 5枚入 30cm×60cm	販売単位   345 × 10 × 380	150.0g	30袋	4971032209418
		外装   440 × 410 × 315	5.2kg		
20930	サラフィットI 6060 3枚入 60cm×60cm	販売単位   335 × 15 × 370	175.0g	30袋	4971032209302
		外装   518 × 432 × 307	6.2kg		

■販売名:サラフィットI ■届出番号:23B2X10001000110

◇商品は全てオープン価格です。

### 滅菌サラフィットI

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材:11751000  
熱傷被覆・保護材:11322101 E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
20935	滅菌サラフィットI S1515-1 1枚入(100袋) 15cm×15cm	販売単位   310 × 240 × 235	1.2kg	4箱	4971032209357
		外装   320 × 480 × 500	5.5kg		
20932	滅菌サラフィットI S1530-1 1枚入(100袋) 15cm×30cm	販売単位   205 × 400 × 147	1.4kg	4箱	4971032209326
		外装   420 × 410 × 308	6.4kg		
20933	滅菌サラフィットI S3030-1 1枚入(100袋) 30cm×30cm	販売単位   205 × 400 × 295	2.3kg	2箱	4971032209333
		外装   420 × 410 × 308	5.2kg		
20931	滅菌サラフィットI S3060-1 1枚入(100袋) 30cm×60cm	販売単位   —	—	1箱	4971032209319
		外装   440 × 315 × 410	4.3kg		
20934	滅菌サラフィットI S6060-1 1枚入(30袋) 60cm×60cm	販売単位   205 × 400 × 295	2.1kg	2箱	4971032209340
		外装   420 × 410 × 308	5.0kg		
20937	滅菌サラフィットI S3060-3 3枚入 30cm×60cm	販売単位   125 × 123 × 123	163.0g	30袋	4971032209371
		外装   440 × 410 × 315	4.9kg		
20926	滅菌サラフィットI S6060-3 3枚入 60cm×60cm	販売単位   350 × 18.8 × 510	1.2kg	30袋	4971032209265
		外装   605 × 475 × 350	5.5kg		

■販売名:滅菌サラフィットI ■届出番号:23B2X10001000111

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。