

一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

滅菌ワイプスポンジX



腸管切除時のワイパーに適した
X線造影糸入りガーゼです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ


E.O.G.

商品特長

1 優れた吸収性で、腸管切除時のワイパー

- 素材に折りたたんだガーゼを使用しているため、ボリュームがあり柔らかく、吸収性・拭き取り性に優れ、特に腸管切除時のワイパーに適しています。

■吸収量の比較(製品1枚あたり)



2 乱糸が出ない

- X線造影糸入りガーゼを乱糸が出ないように、内側に折りたたみ縫製しました。

3 X線造影糸入り


- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。



商品情報

■素材

- ガ ー ゼ: 綿100%
- X線造影糸: [固定材] ポリプロピレン・ポリエステル
- [造影剤] 硫酸バリウム
- [着色剤] 深海青グレード02



関連商品



一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000

オオサキツツペル・X

- 外科手術時に血管周囲及び神経繊維組織の剥離時に使用する、X線造影糸入りツツペルです。

■販売名:オオサキツツペルX-A
■届出番号:23B2X10001000017



一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000

プルス・X、滅菌プルス・X

- 柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。

■販売名:縫製ガーゼX-A
■届出番号:23B2X10001000023

商品規格

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
13453	滅菌ワイプスポンジX S35358P-10 10枚入(20袋) 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032134536
		外装 318 × 409 × 213	—		
13454	滅菌ワイプスポンジX S35358P-20 20枚入(20袋) 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply	販売単位 300 × 50 × 200	—	8箱	4971032134543
		外装 318 × 409 × 213	—		
13455	滅菌ワイプスポンジX S35358P-10 10枚入(20袋) 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply	販売単位 300 × 34 × 200	—	10箱	4971032134550
		外装 318 × 409 × 213	—		
13456	滅菌ワイプスポンジX S35358P-20 20枚入(20袋) 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply	販売単位 300 × 50 × 200	—	8箱	4971032134567
		外装 318 × 409 × 213	—		

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000024

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。