

一般医療機器

X線造影糸入りスポンジ

# 滅菌ワイプスポンジX



腸管切除時のワイパーに最適な、  
X線造影糸入りガーゼです。





ガーゼ製品

手術用ガーゼ




## 商品特長

### 優れた吸収性で、腸管切除時のワイパーに最適

- 素材に折りたたんだガーゼを使用しているため、ボリュームがあり柔らかく、吸収性・拭き取り性に優れていて、特に腸管切除時のワイパーに最適です。

#### ■吸収量の比較(製品1枚あたり)



### 乱糸が出ない

- X線造影糸入りガーゼを乱糸が出ないように、内側に折りたたみ縫製しました。

### 事故防止

- 万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。



## 商品情報

### X線造影糸青線

- (固定材) ポリプロピレン・ポリエステル
- (造影剤) 硫酸バリウム
- (着色剤) 深海青グレード02



### デュポン™タイベック®

[タイベック]は米国デュポン社製の高密度ポリエチレン100%を使用した、強靱で耐久性のある不織布です。デュポン社の5年に渡る耐久性試験により、滅菌性を長時間保持することが証明されています。

## 関連商品



一般医療機器

### オオサキツッペル

- 外科手術時に血管周囲及び神経繊維組織の剥離時に使用する、X線造影糸入りツッペルです。





一般医療機器

### プルス・X、滅菌プルス・X

- 事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。

## 商品規格

### ■滅菌ワイプスポンジX

一般医療機器 X線造影糸入りスポンジ: 13705000  

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
13453	滅菌ワイプスポンジX TS35358P-10 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply 10枚入(20袋)	販売単位   300 × 34 × 200	—	10箱	4971032134536
		外装   318 × 409 × 213	—		
13454	滅菌ワイプスポンジX TS35358P-20 3.5cm×3.5cm(仕上りサイズ) 8ply 20枚入(20袋)	販売単位   300 × 50 × 200	—	8箱	4971032134543
		外装   318 × 409 × 213	—		
13455	滅菌ワイプスポンジX TS25258P-10 2.5cm×2.5cm(仕上りサイズ) 8ply 10枚入(20袋)	販売単位   300 × 34 × 200	—	10箱	4971032134550
		外装   318 × 409 × 213	—		
13456	滅菌ワイプスポンジX TS25258P-20 2.5cm×2.5cm(仕上りサイズ) 8ply 20枚入(20袋)	販売単位   300 × 50 × 200	—	8箱	4971032134567
		外装   318 × 409 × 213	—		

■販売名:滅菌縫製ガーゼX-A ■届出番号:23B2X10001000024

■素材:[ガーゼ]綿 [X線造影糸] (固定材)ポリプロピレン・ポリエステル (造影剤)硫酸バリウム (着色剤)深海青グレード02 [縫製糸]綿

◇商品はずべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。

取扱店