



一般医療機器

Yカットガーゼ (不織布タイプ)



気管カニューレなどを挟み込めるよう
Y型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。

商品特長

- 吸収に優れた、脱落繊維の少ない不織布タイプです。
- 厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。

商品規格

■Yカットガーゼ(不織布タイプ)

一般医療機器 医療用不織布:34655000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
19085	Yカットガーゼ CC308 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 8ply 100枚入	販売単位 230 × 80 × 80	—	10箱	4971032190853
		外装 425 × 248 × 185	—		14971032190850
19084	Yカットガーゼ CC3016 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 16ply 100枚入	販売単位 230 × 160 × 80	—	10箱	4971032190846
		外装 425 × 248 × 345	—		14971032190843
19123	Yカットガーゼ CC408 7.5cm×10cm(仕上りサイズ) 8ply 100枚入	販売単位 100 × 152 × 73	34.0g	10箱	4971032191232
		外装 375 × 308 × 285	4.0kg		—
19147	Yカットガーゼ CC1016 5cm×5cm(仕上りサイズ) 16ply 100枚入	販売単位 242 × 70 × 113	—	10箱	4971032191478
		外装 375 × 308 × 285	—		14971032191475

■販売名:クロスガーゼコットン ■届出番号:23B2X10001000082

◇商品はずべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店