

一般医療機器

# Yカットガーゼ

## (ガーゼタイプ)



ガーゼ製品

Yカットガーゼ



気管カニューレなどを挟み込めるよう  
Y型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。

### 商品特長

- 粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプです。
- 厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。

### 商品規格

#### ■Yカットガーゼ(ガーゼタイプ)

一般医療機器 医療ガーゼ:13700000

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
18605	Yカットガーゼ D3012 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 12ply 100枚入	販売単位   260 × 82 × 83	—	10箱	4971032186054
		外装   530 × 190 × 320	—		—
18606	Yカットガーゼ O3016 7.5cm×7.5cm(仕上りサイズ) 16ply 100枚入	販売単位   184 × 89 × 222	—	10箱	4971032186061
		外装   425 × 345 × 248	—		—

■販売名:オオサキ医療ガーゼ ■届出番号:23B2X10001000003

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社までご請求ください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店