

ネットホータイ



ホータイ製品

ネットホータイ

クリーンネット



チューブ状の伸縮性ネットホータイです。



商品特長

使用部位に合わせて自由にカット

- チューブ状になっているため、使用部位に合わせた長さで自由にカットし、使用できます。

スピーディな固定

- あらゆる使用部位にフィットし、処置用ガーゼや湿布などスピーディに固定ができます。

優れた伸縮性

- 伸縮性に優れているため患部にフィットし、しっかり固定ができます。

豊富なサイズバリエーション

- 豊富なバリエーションから、使用部位に最適なサイズを選ぶことができます。

商品情報


■素材

ポリエステル、ラテックス

- ▲ 素材に天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギーの方は着用しないでください。

■使用方法

ガーゼ、サージカルパッドなどを患部に当てた後、クリーンネットを必要に応じて切り取り、患部を通すようにかぶせてご使用ください。



商品規格

■クリーンネット

商品番号	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位				
40600	クリーンネット 1号 0.8cm×25m(伸長) 指用 1巻入	販売単位	155 × 90 × 65	90.0g	20箱	4971032406008
		外装	443 × 288 × 236	2.4kg		
40601	クリーンネット 2号 2.0cm×25m(伸長) 手・足・腕(小)用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 25	200.0g	20箱	4971032406015
		外装	443 × 288 × 236	4.6kg		
40602	クリーンネット 3号 2.5cm×25m(伸長) 腕・下腿・肩(小)用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 33	230.0g	20箱	4971032406022
		外装	443 × 443 × 241	5.5kg		
40603	クリーンネット 4号 3.5cm×25m(伸長) 肩・大腿・頭(小)用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 42	285.0g	20箱	4971032406039
		外装	443 × 443 × 241	6.8kg		
40604	クリーンネット 5号 5.0cm×25m(伸長) 頭・胸(小)・腹(小)用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 52	420.0g	10箱	4971032406046
		外装	443 × 388 × 226	5.2kg		
40605	クリーンネット 6号 7.0cm×25m(伸長) 胸・腹・腰用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 73	530.0g	10箱	4971032406053
		外装	443 × 388 × 226	6.1kg		
40606	クリーンネット 7号 7.5cm×25m(伸長) 胸・腹・頭用 1巻入	販売単位	210 × 210 × 75	575.0g	10箱	4971032406060
		外装	443 × 388 × 226	6.3kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店