粘着ホータイ

# クリーンテックス



適度な伸縮性・固定性をもった 粘着性伸縮ホータイです。



# 商品特長

#### 便利な個包装

- ●小分け包装のため、SPDなどでの在庫管理に最適です。
- ●小分けする手間が省けるため業務の削減になります。
- ●小さなパッケージのため、包交車や処置台でスペースを 取りません。

#### 箱がそのままケースに

●箱上部の隙間から包帯を引き出すことができ、その ままケースとして使用できます。

### 目盛り付きの剥離紙

- ●物剥離紙に方眼の印刷が入っているため使用する 部位に合わせてカットする際の目安になります。
- ●ホータイを引き出した際、目盛りが外側になるため カットしやすく便利です。

#### 低刺激性

●粘着剤には低刺激性のアクリル系粘着剤を使用して います。

#### サイズバリエーション

●用途や部位に合わせたサイズをお選びいただけます。 (目立たないスキンカラーもございます。)

## 関連商品



#### ホスピタイ

しなやかな不織布を使用したフィット感の ある不織布性粘着包帯です。

## 商品規格

#### ■クリーンテックス

| ■95-9399X |   |      |                 |        |        |                |
|-----------|---|------|-----------------|--------|--------|----------------|
| 品番        | 商品名·規格                                  | サイス  | ズ(幅×高さ×奥行(mm))  | 重量     | 梱入数    | JANコード/ ITFコード |
| 40713     | クリーンテックス 1.25cm<br>1.25cm×5m 4巻入        | 販売単位 | 52 × 75 × 75    | 95.0g  | 6箱×20包 | 4971032407135  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.9kg |        | _              |
| 40714     | クリーンテックス <b>2.5cm</b><br>2.5cm×5m 2巻入   | 販売単位 | 52 × 75 × 95    | 95.0g  | 6箱×20包 | 4971032407142  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 12.5kg |        | _              |
| 40715     | クリーンテックス <b>3.75cm</b><br>3.75cm×5m 2巻入 | 販売単位 | 78 × 75 × 75    | 144.0g | 4箱×20包 | 4971032407159  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 12.0kg |        | _              |
| 40716     | クリーンテックス 5cm                            | 販売単位 | 52 × 75 × 75    | 97.0g  | 6箱×20包 | 4971032407166  |
|           | 5cm×5m 1巻入                              | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.6kg |        | _              |
| 40717     | クリーンテックス 7.5cm                          | 販売単位 | 78 × 75 × 75    | 145.0g | 4箱×20包 | 4971032407173  |
|           | 7.5cm×5m 1巻入                            | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.7kg |        | _              |
| 40718     | クリーンテックス 10cm<br>10cm×5m 1巻入            | 販売単位 | 103 × 75 × 75   | 190.0g | 3箱×20包 | 4971032407180  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.8kg |        | _              |
| 40719     | クリーンテックス スキンカラー 1.25cm                  | 販売単位 | 52 × 75 × 75    | 95.0g  | 6箱×20包 | 4971032407197  |
|           | 1.25cm×5m(伸長) 4巻入                       | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.9kg |        | _              |
| 40720     | クリーンテックス スキンカラー 2.5cm<br>2.5cm×5m 2巻入   | 販売単位 | 52 × 75 × 95    | 95.0g  | 6箱×20包 | 4971032407203  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 12.5kg |        | _              |
| 40721     | クリーンテックス スキンカラー 3.75cm<br>3.75cm×5m 2巻入 | 販売単位 | 78 × 75 × 75    | 144.0g | 4箱×20包 | 4971032407210  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 12.0kg |        | _              |
| 40722     | クリーンテックス スキンカラー 5cm<br>5cm×5m 1巻入       | 販売単位 | 52 × 75 × 75    | 97.0g  | 6箱×20包 | 4971032407227  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.6kg |        | _              |
| 40723     | クリーンテックス スキンカラー 7.5cm<br>7.5cm×5m 1巻入   | 販売単位 | 255 × 102 × 83  | 190.0g | 4箱×20包 | 4971032407234  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 11.8kg |        | _              |
| 40724     | クリーンテックス スキンカラー 10cm<br>10cm×5m 1巻入     | 販売単位 | 103 × 75 × 75   | 500.0g | 3箱×20包 | 4971032407241  |
|           |   | 外装   | 375 × 312 × 300 | 10.7kg |        |                |

◇ 商品はすべてオープン価格です。



本 社 /名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221 ホームページ/http://www.osakimedical.co.jp/ E-mail/support@osakimedical.co.jp

取扱店