




綿ホータイ



良質のコットンを100%使用した
綿ホータイです。



商品特長

2種類から選べる

- 両端がほつれないよう織り上げた“耳付タイプ”と、両端の処理がされていない、経済的な“裁断タイプ”の2種類から選べます。

固定に最適

- 非伸縮タイプのため、固定等に適しています。

ひと目でサイズが分かりやすい

- ひと目でサイズが分かるよう、裂ごとにラベルで色分けしています。

肌に優しい仕様

- 良質のコットンを100%使用しています。
- 素材に蛍光増白剤を使用していないため、肌に優しく安心して使用できます。
- 素材にラテックスを使用していません。

商品規格

■綿ホータイ 耳付

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	内装	外装		
40063	綿ホータイ 耳付 3裂 9.3cm×9m 3巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400631
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40064	綿ホータイ 耳付 4裂 7cm×9m 4巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400648
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40065	綿ホータイ 耳付 5裂 5.6cm×9m 5巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400655
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40066	綿ホータイ 耳付 6裂 4.6cm×9m 6巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400662
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40067	綿ホータイ 耳付 8裂 3.5cm×9m 8巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400679
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—

■素材:綿100%

◇商品はすべてオープン価格です。

■綿ホータイ 裁断

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))			梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	内装	外装		
40057	綿ホータイ 裁断 2裂 14cm×9m 2巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400570
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40058	綿ホータイ 裁断 3裂 9.3cm×9m 3巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400587
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40059	綿ホータイ 裁断 4裂 7cm×9m 4巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400594
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40060	綿ホータイ 裁断 5裂 5.6cm×9m 5巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400600
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40061	綿ホータイ 裁断 6裂 4.6cm×9m 6巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400617
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—
40062	綿ホータイ 裁断 8裂 3.5cm×9m 8巻入	販売単位	285 × 55 × 55	—	10本×8箱	4971032400624
		内装	295 × 115 × 275	—		—
		外装	580 × 325 × 490	16.5kg		—

■素材:綿100%

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店