

帝切セット



産科・婦人科製品	産科・婦人科製品
帝切セット	帝切セット
E.O.G.	E.O.G.

帝王切開時に必要な医療材料を詰め合わせた
滅菌済 帝切時処置用具セットです。



部材一覧

下記一覧は、商談時のメモとして使用していただけます。

カテゴリ	部材	要望内容(規格・サイズ・数量等)
吸収マット・吸水マット付シート	オールマット/メディマット/マタニティマット/グッドシート S /グッドシートピンク S /グッドシート S フラット/グッドシートピンク S フラット	
防水シート	ソフト防水シート/マイティシート E	
脚袋	脚袋 SMS ピンク/レギンスカバー R	
サージカルガウン	オオサキサージカルガウン/分娩用ガウン	
アインレーションガウン	アインレーションガウン SMS	
サージカルマスク・キャップ	オオサキサージカルマスク/オオサキサージカルキャップ	
手術用手袋	手術用手袋 (天然ゴム製、パウダーフリー)	
綿球・カット綿	パール綿球/カットメン	
ピーカー	ピーカー/手付ピーカー/ベースン/水入れカップ	
角型トレイ	角型トレイ	
器械台カバー	器械台カバー	
メイヨスタンドカバー	メイヨスタンドカバー	
ドレープ	オオサキドレープ R /オオサキドレープ F /パウチ付帝切ドレープ	
スキンマーカ	スキンマーカ	
メス・替刃メス	スカルペル/替刃メス	
電気メス	メガチップペンシル/コントロールペンシル/メス先	
電メスクリナー	電メスクリナー	
胎盤受・膿盆	オオサキディスポ胎盤受/オオサキディスポ膿盆	
ゴミ袋	フィルム袋	
ベビー受	ソフトラミクロス/ソフトクロス	
臍帯クリップ	臍帯クリップ	
メジャー	オオサキディスポメジャー	
吸引カテーテル・羊水吸引カテーテル	吸引カテーテル/気管吸引キット	
イヤージンジ	ディスポイヤージンジ	
ネラトンカテーテル	ネラトンカテーテル 10Fr 33cm	
延長チューブ・コネクタ	延長チューブ/ニプロコネクタ NCN-S	
吸引嘴管(しかん)	プールサクシジョン/ヤンカーサクシジョン	
不織布ガーゼ	不織布ガーゼ	
ガーゼ	尺角ガーゼ/X線入り尺角ガーゼ 青線/OP カウントガーゼ X 黒線・青線	
縫製ガーゼ	縫製ガーゼ X-KP/プラス X	
手拭タオル	手拭タオル	
ピンセット	ピンセット	
鉗子	綿球カンシ/ディスポカンシ/ペアカンシ/モスキートカンシ	
スポンジブラシ	スポンジブラシ	
クーパー	クーパー	
持針器	持針器	
注射針・カテラン針	注射針/カテラン針	
シリンジ・針付シリンジ	シリンジ/シリンジ針付	
縫合針	外科強弯角針/腸用丸針/婦人科角針/婦人科丸針	
縫合糸	シルク/ナイロン	
針カウンター	ニードルカウンター	
皮膚接合用テープ	ステリストリップ	
ステープラー	スキンステープラー	
オイフテープ	オイフテープ	
輪ゴム	輪ゴム	
滅菌ラップ	滅菌ラップ	

※規格詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

高度管理医療機器 | 単回使用クラスⅢ処置キット:33961003 E.O.G.

■販売名:外科キット ■認証番号:22500BZX00139000

■セット内容は、お客様の要望に応じて承ります。

★受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

記入日

年 月 日



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ/ <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail/ support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

帝王切開時に、このような
お困りごとは
ありませんか？



オオサキメディカルの
帝切セット
が解決します

術前準備や再生業務に
時間を取られる
業務効率を上げて
労働生産性を改善したい！

術前準備や再生業務の省力化

帝王切開時に必要な物品をセット化することで、
準備や再生にかかる業務の省力化が図れます。

その結果

妊婦の保健指導や母乳育児支援等の看護・助産業務に
時間を充てたり、医療従事者の勤務時間の短縮等、
労働環境改善につながります。

手術ごとのコストが把握しにくい

コスト管理が容易

セット化することで、手術ごとの費用が明確になるため
コスト管理がしやすくなります。

物品の滅菌・洗浄などの再生業務で
医療従事者の感染リスクが心配

感染の予防に

ディスポーザブルタイプのため
感染予防に役立ちます。

緊急帝王切開時にすぐ使いたい
災害時に必要な部材が揃えられない・
滅菌が出来ない

緊急時・災害備蓄に

緊急帝王切開時や災害時でも、必要部材がひとまとめに
なっているため、すばやく処置に入れます。

ご要望にあわせて、最適なセット内容をご提案します

商品情報

セット例のご紹介

■ 帝切セット (フルセット)

術中に必要な部材を、用途ごとに全て組み合わせたセットです。



商品・規格	数量	使用用途
1 オオサキサージカルガウン L	2枚	体液・血液からの曝露防止
2 オオサキサージカルガウン M	1枚	体液・血液からの曝露防止
3 手術用手袋 6.5 センシタッチプロ	3双	体液・血液からの曝露防止
4 レギンスカバー-R(45cm×100cm)	2枚	脚部の清潔野確保
5 メディマット L	2枚	背部・臀部の下に敷き、消毒液の吸収
6 メディマット SL	2枚	背部・臀部の下に敷き、消毒液の吸収
7 パウチ付帝切ドレープC SMS 210cm×300cm	1枚	手術時の清潔野の確保
8 縫製ガーゼ X-KP 30cm×30cm 8ply 柄付	4枚	体液・血液の吸収
9 ソフトラミクロス 70cm×120cm	1枚	新生児受け
10 パール綿球 No.30 (直径30mm)	6球	消毒
11 ベースン 500cc	3個	消毒液・生理食塩水入れ
12 OPカウントガーゼX黒線 5枚セット	10組	体液・血液の吸収
13 延長チューブ クリップ無 内径6mm×長さ3m	1本	羊水・血液の吸引
14 プールサクション	1本	羊水・血液の吸引
15 注射針 18G-1.5inRB	1本	子宮収縮剤の投与
16 注射針 23G-1.25inRB	1本	子宮収縮剤の投与
17 シリンジ 2.5mL 中口	1本	子宮収縮剤の投与
18 スカルペル No.11	1枚	表皮の切開
19 電メスクリナー	1個	電メスについた焦げ付きの除去
20 臍帯クリップ	1個	臍帯結紮(けっさつ)
21 X線入り尺角ガーゼ 青線 30cm×30cm 4ツ折	20枚	新生児についた羊水・血液の拭き取り
22 綿球カシシ 青	1本	綿球の把持
23 フィルム袋 50cm×60cm 20L 黒	1枚	娩出後の胎盤や使用済のガーゼ・シーツ類の収容
24 オオサキディスポ胎盤受	1個	娩出後の胎盤受け
25 コントロールペンシル	1本	皮下組織の切開
26 ディスポイヤーシリンジ 60cc	1本	羊水・体液の吸引
27 オオサキディスポメジャー	1本	新生児や、胎盤・臍帯の計測
28 スキンステプラー	1個	表皮の縫合
29 角型トレイ 42cm×8cm×32cm	1個	器械台の清潔野の確保
30 器械台カバー 120cm×150cm	1枚	器械台の清潔野の確保