

デリケートなママのために  
肌ストレスの少ない

お産用パッド

フィール  
*feel*®

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

たっぷり  
吸収

肌に  
やさしい  
表面材

ムレにくい



商品特長

① 肌にやさしい表面材

- 肌へのやさしさを第一に考えたコットン生まれのベンリーゼ®(キュプラ長繊維不織布)を、肌に触れる表面材に使用しています。
- 皮膚への摩擦によるダメージが生じにくく、デリケートな肌にも適しています。

■「ベンリーゼ®」(キュプラ長繊維不織布)の特長

天然コットン生まれの不織布

旭化成の「ベンリーゼ®」は、コットンの種子まわりのうぶ毛のみを原料にしています。

皮膚へのダメージが少ない繊維

繊維がなめらかなラウンド形状になっているため、皮膚への摩擦によるダメージが生じにくくなっています。また、一本一本の繊維が長いので、毛羽立ちも少なくなっています。

■コットン(綿花)断面図



ベンリーゼ®      コットン不織布

F54F100

② たっぷり吸収

- 高吸収ポリマーが素早くたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。

③ 全面通気でムレにくい

- 透湿性バックシートを使用しているため、湿気がこもりにくく、ムレを軽減します。

商品規格

■お産用パッドfeel®

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名銘柄/JANコード	JANコード/ITFコード
83616	お産用パッドfeel® S 1枚入(20個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位   100×180×90	210.0g	60袋	オサン   ファイール   S   2   0	4971032836164
		外装   629×492×386	14.0kg		4   971032   836164	14971032836161
83645	お産用パッドfeel® S 1枚入(10個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位   100×110×90	108.5g	60袋	オサン   ファイール   S   1   0	4971032836454
		外装   485×350×410	7.5kg		4   971032   836454	14971032836451
83617	お産用パッドfeel® M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位   120×110×120	200.0g	60袋	オサン   ファイール   M   1   0	4971032836171
		外装   649×465×411	13.4kg		4   971032   836171	14971032836178
83640	お産用パッドfeel® スリムL 1枚入(4個) 12cm×44.5cm 約30g	販売単位   120×160×65	128.0g	60袋	オサン   ファイール   スリム   L   4	4971032836409
		外装   629×353×504	9.5kg		4   971032   836409	14971032836406
83618	お産用パッドfeel® L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位   180×230×70	215.0g	50袋	オサン   ファイール   L   5   1	4971032836188
		外装   734×500×467	12.1kg		4   971032   836188	14971032836185
83622	お産用パッドfeel® S 1枚入 9cm×23.5cm 約10g	販売単位   105×125×12	12.0g	200袋	オサン   ファイール   S   1   1	4971032836225
		外装   —	—		4   971032   836225	—
83623	お産用パッドfeel® M 1枚入 12cm×28.5cm 約18g	販売単位   140×145×12	21.0g	150袋	オサン   ファイール   M   1   1	4971032836232
		外装   —	—		4   971032   836232	—
83624	お産用パッドfeel® L 1枚入 18cm×48.5cm 約40g	販売単位   205×240×15	44.0g	100袋	オサン   ファイール   L   1   1	4971032836249
		外装   —	—		4   971032   836249	—

■素材: [表面材] キュプラ [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ [防水材] ポリエチレン  
■ズレ止めテープ付(S・M・スリムLサイズのみ)

◇商品は全てオープン価格です。

■滅菌お産用パッドfeel®

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
83628	滅菌お産用パッドfeel® S 1枚入(10個) 9cm×23.5cm 約10g	販売単位   115×105×110	120.0g	60袋	4971032836287
		外装   629×492×386	8.7kg		—
83630	滅菌お産用パッドfeel® M 1枚入(10個) 12cm×28.5cm 約18g	販売単位   145×135×130	215.0g	60袋	4971032836300
		外装   734×500×467	15.2kg		—
83632	滅菌お産用パッドfeel® L 1枚入(5個) 18cm×48.5cm 約40g	販売単位   205×195×100	245.0g	40袋	4971032836324
		外装   734×500×467	12.1kg		—

■素材: [表面材] キュプラ [吸収体] 高吸収ポリマー、綿状パルプ [防水材] ポリエチレン  
■ズレ止めテープ付(S・Mサイズのみ)

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://dacco-web.com



dacco  
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。