

吸収・防水シート

滅菌グッドシート S



吸収マットが取り外し可能な
吸収・防水タイプの滅菌済分娩用シートです。



産科・婦人科製品

産科・婦人科用マット・シート



商品特長

セッティングと清潔野の確保が簡単

- 吸収マットとシートが組み合わせてあるため、マットとシートのセッティングが1度で行えます。また、汚染された吸収マットを取り外せるため、瞬時に清潔野の確保が出来ます。

高吸収マットとやわらかシート


- 羊水・血液を素早く吸収するマットと、分娩台に沿うやわらかいシートで分娩台の汚染を防止します。

便利な折り返しポケット付き(フラットタイプ除く)

- 端に折り返しポケットがついているため、羊水受けや、両手を入れてシートを差し込む際に便利です。

商品情報

■ サイズ



■ マットの重量と吸収量

マット重量	約170g
マット吸収量	約1,950g

※吸収量は生理食塩水にて測定。

商品規格

■ 滅菌グッドシート S

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
84309	滅菌グッドシート S 100×120 1枚入 100cm×120cm(シート部分)(100g) 65cm×90cm(マット部分)(170g)	販売単位 310×400×40	290.0g	30袋	4971032843094
		外装 650×375×430	9.0kg		—
84310	滅菌グッドシート S 100×150 1枚入 100cm×150cm(シート部分)(120g) 65cm×90cm(マット部分)(170g)	販売単位 310×400×40	310.0g	30袋	4971032843100
		外装 650×375×430	9.6kg		—
84311	滅菌グッドシート S フラット 100×120 1枚入 100cm×120cm(シート部分)(90g) 65cm×90cm(マット部分)(170g)	販売単位 310×400×40	280.0g	30袋	4971032843117
		外装 650×375×430	8.7kg		—
84312	滅菌グッドシート S フラット 100×180 1枚入 100cm×180cm(シート部分)(130g) 65cm×90cm(マット部分)(170g)	販売単位 310×400×40	320.0g	30袋	4971032843124
		外装 650×375×430	9.9kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店