

関連商品



破水セット

- 出産入院直後、破水に備えて使用する、お産用パッドやショーツ、交換用のパッドなどを組み合わせたセットです。



キュッとベルト.D

- 出産直後の骨盤をしっかり固定する、ディスプレイブルタイプの骨盤ベルトです。
- やわらかく丈夫な不織布が産直後の骨盤をしっかり固定します。
- 交差して引っ張り、ワンタッチテープで留めるだけで簡単に着脱できます。



ソフトレーヌαガード。

- モレ・ムレ・ズレを徹底ガードし、プラスアルファの安心感があるお産用パッドです。
- 立体サイドギャザーが体にぴったりフィットし、横モレをしっかりガードします。
- 粉碎パルプと高吸収ポリマーの吸収構造が素早くたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
96212	dc 直後パッドαガード CF-A スリムL入 1組入 ソフトレーヌαガードL、feel スリムL、 使い捨てコットンショーツ フルオープン	販売単位 250 × 340 × 36	149.0g	30袋	4971032962122
		外装 440 × 410 × 315	5.1kg		
96213	dc 直後パッドαガード CF-B スリムL入 1組入 ソフトレーヌαガードL、feel スリムL、 使い捨てコットンショーツ フルオープン、ウエストカバーラミ	販売単位 250 × 340 × 39	201.0g	30袋	4971032962139
		外装 610 × 475 × 350	7.0kg		
83968	dc 直後パッドαガード A スリムL入 1組入 ソフトレーヌαガードL、feel スリムL、αショーツ	販売単位 250 × 340 × 36	153.0g	30袋	4971032839684
		外装 315 × 410 × 440	5.7kg		
83969	dc 直後パッドαガード B スリムL入 1組入 ソフトレーヌαガードL、feel スリムL、 αショーツ、ウエストカバーラミ	販売単位 250 × 340 × 39	208.0g	30袋	4971032839691
		外装 610 × 475 × 350	7.5kg		
96210	dc 直後パッドαガード CF-A 1組入 ソフトレーヌαガードL、使い捨てコットンショーツ フルオープン	販売単位 250 × 340 × 26	119.0g	30袋	4971032962108
		外装 440 × 410 × 315	4.2kg		
96211	dc 直後パッドαガード CF-B 1組入 ソフトレーヌαガードL、使い捨てコットンショーツ フルオープン、 ウエストカバーラミ	販売単位 250 × 340 × 30	171.0g	30袋	4971032962115
		外装 610 × 475 × 350	6.1kg		
83966	dc 直後パッドαガード A 1組入 ソフトレーヌαガードL、αショーツ	販売単位 250 × 340 × 26	122.0g	30袋	4971032839660
		外装 315 × 410 × 440	4.7kg		
83967	dc 直後パッドαガード B 1組入 ソフトレーヌαガードL、αショーツ、 ウエストカバーラミ	販売単位 250 × 340 × 30	207.0g	30袋	4971032839677
		外装 610 × 475 × 350	7.5kg		

■滅菌、その他の規格はお客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。




分娩直後に使用してお産用パッドと
ショーツなどのセットです。

直後パッド αガード

daccoは助産師さんとママの声から生まれました



Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://dacco-web.com



取扱店

*規格には誤差が生じる場合があります。


分娩直後に使用する、お産用パッドとショーツなどのセットです。 ご要望に応じてセット内容が選べます。

セット内容

種類	お産用パッド		産じょくショーツ		吸水防水腰巻
	①ソフトレーヌαガードL	②feel スリムL*	③使い捨てコットンショーツ フルオープン	④αショーツ	⑤ウエストカバーラミ
CF-A スリムL入	×1	×1	×1		
CF-B スリムL入	×1	×1	×1		×1
A スリムL入	×1	×1		×1	
B スリムL入	×1	×1		×1	×1
CF-A	×1		×1		
CF-B	×1		×1		×1
A	×1			×1	
B	×1			×1	×1

*feelスリムLは、ソフトレーヌαガードLの上に重ねます。
■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

CF-B スリムL入タイプ



【構成内容】

- お産用パッド** ①ソフトレーヌαガードL
②feelスリムL
- 産じょくショーツ** ③使い捨てコットンショーツ フルオープン
- 吸水防水腰巻** ⑤ウエストカバーラミ

スリムL入タイプは
重ねたパッドを外すだけで
交換できて便利！

お産用パッド

①ソフトレーヌαガードL

モレ・ムレ・ズレを徹底ガードする、立体サイドギャザー付きお産用パッド。

規格：30cm×56cm／重量約70g
素材：[表面材]不織布
[吸収体]高吸収ポリマー、綿状パルプ
[防水材]ポリエチレン
[ギャザー部ゴム]合成ゴム
※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）



立体サイド
ギャザー

②feel スリムL

コットン生まれのベンリーゼ®。不織布を表面に使用した、肌にやさしいお産用パッド。ソフトレーヌαガードLの上に重ねます。

規格：12cm×44.5cm／重量約30g
素材：[表面材]キュプラ
[吸収体]高吸収ポリマー、綿状パルプ
[防水材]ポリエチレン



産じょくショーツ

寝たまま着脱やパッド交換ができ、パッドを体にフィットさせてモレにくい三方開きのショーツです。2種類から選ぶことができ、どちらも専用アジャスター（別売）を使用すると、適用サイズが広がります。



③使い捨てコットンショーツ フルオープン

肌にやさしい綿100%のフリーサイズのショーツ。前側は股上が浅めのローライズで、クロス形状のため、出産直前や直後の大きなおなかでも締め付けにくく、ラクなはき心地です。


適応サイズ：ヒップ 82cm～110cm（アジャスター使用時 ヒップ 110cm～140cm）
素材：[ショーツ]綿100%
[アジャスター]ポリエステル100%
※全てラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）



④αショーツ

ソフトレーヌαガードLにぴったりフィットする、ポリエステル素材のフリーサイズのショーツ。

適応サイズ：ヒップ 82cm～110cm（アジャスター使用時 ヒップ 97cm～140cm）
素材：[ショーツ]ポリエステル100%
[アジャスター]ナイロン100%
※全てラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）




アジャスター
（別売）

吸水防水腰巻

⑤ウエストカバーラミ

不織布にフィルムを貼り合わせた、吸水防水タイプの腰巻。万一の血液のモレや分娩直後の体温低下を防止します。

素材：[吸収材]レーヨン、ポリエステル
[防水材]ポリエチレン



CF-Aタイプ



Bタイプ

