



検診用シート

# 検診用ロールシート



吸水防水タイプの  
検診用ロールシートです。



外科製品

シーツ外科・マット

## 商品特長

### 1 吸水防水シート

- 不織布にラミネート加工を施してあり、水分を吸収しモレを防止します。

### 2 処置・検査時に

- 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シートとして使用できます。
- 37cm幅は、ほとんどの産婦人科検診台に対応可能です(240回分は巻径が大きいため、婦人科検診台には対応していません)。

### 3 ミシン目入り

- ロール状のシートに、定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。

### 4 部署・用途によって選べる規格展開

- グリーン・ピンク・ホワイトの3色展開で、部署や用途によって使い分けることができます。
- ピンクは4サイズ展開で、用途に合わせて選ぶことができます。
- ゴミの軽減が図れるシュリンク包装と、保管に便利な箱入り(グリーンとホワイトのみ)があります。
- 箱入りは、箱に入れたまま“オオサキ 検診用ロールシートホルダー”(別売)に掛けられるため、衛生的に使用できます。



グリーン



ピンク



ホワイト

## 関連商品



### オオサキ 検診用シート

- 使いやすいサイズにカットした、吸水防水タイプの検診用シートです。



### オオサキ 検診用ロールシートホルダー

- 回診車に取り付けられる、検診用ロールシートホルダーです。
- 直径5cm以内のボールに掛ける事ができます。
- 34.5cm幅と37cm幅の検診用ロールシートに対応しています。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
84111	オオサキ 検診用ロールシート 1930 ピンク 1巻入 19cm×30cm 170回分	販売単位   190 × 90 × 90	410.0g	24個	4971032841113
		外装   375 × 415 × 280	10.6kg		14971032841110
84132	オオサキ 検診用ロールシート 3430 ピンク 1巻入 34.5cm×30cm 100回分	販売単位   345 × 70 × 70	440.0g	16個	4971032841328
		外装   313 × 371 × 308	7.4kg		14971032841325
84129	オオサキ 検診用ロールシート 3730 グリーン 1巻入 37cm×30cm 120回分	販売単位   370 × 80 × 80	560.0g	16個	4971032841298
		外装   336 × 395 × 331	9.6kg		14971032841295
84130	オオサキ 検診用ロールシート 3730 ピンク 1巻入 37cm×30cm 120回分	販売単位   370 × 80 × 80	560.0g	16個	4971032841304
		外装   336 × 395 × 331	9.6kg		14971032841301
84128	オオサキ 検診用ロールシート 3730 グリーン 箱入 1巻入 37cm×30cm 120回分	販売単位   375 × 87 × 87	630.0g	16箱	4971032841281
		外装   366 × 395 × 361	10.8kg		14971032841288
84127	オオサキ 検診用ロールシート 3730 ホワイト 1巻入 37cm×30cm 240回分	販売単位   370 × 100 × 100	1.0kg	9個	4971032841274
		外装   330 × 385 × 326	9.5kg		—
84112	オオサキ 検診用ロールシート 3760 ホワイト 箱入 1巻入 37cm×60cm 60回分	販売単位   376 × 87 × 87	600.0g	12箱	4971032841335
		外装   361 × 395 × 276	7.5kg		—
84105	オオサキ 検診用ロールシート 5030 ピンク 1巻入 50cm×30cm 120回分	販売単位   500 × 80 × 80	760.0g	12個	4971032841311
		外装   331 × 528 × 251	9.2kg		14971032841318

■素材:[吸収材]クレープ紙 [防水材]ポリエチレン

◇商品はすべてオープン価格です。

  
**オオサキメディカル株式会社**  
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
 オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。