



外科製品

シート外科・マット

検診用シート

検診用ロールシートPP



吸水防水タイプの
検診用ロールシートです。




外科製品

シーツ外科・マット

商品特長

1 破れにくく、モレにくい

- 強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、ミシン目を切り取る際にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。



- 右記のQRコードから、ミシン目の切り取りやすい方法を動画で確認することができます。

<https://x.gd/iiCdqU>




2 カールしにくい

- 湿度の影響を受けにくい素材を使用しているため、カールしにくくなっています。


3 吸水面と防水面を見分けやすい

- 防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。



4 手間・保管スペース・ごみの削減に

- 当社従来品と比べて、約1.3倍(40回分)多く巻いているため、交換回数が減り、手間を削減できます。
※多くの検診台に対応しています。
- 直径はほとんど変わらず巻き数が増えたため、保管スペースを削減できます。



- 使用後のごみ容積を約45%削減でき、廃棄処理費用の抑制にもつながります。



5 選べるカラー

- 使用用途や部署の雰囲気に合わせて、カラーを選ぶことができます。



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
84136	オオサキ 検診用ロールシートPP 3730 160回 ブルー 1巻入 37cm×30cm 160回分	販売単位 370 × 82 × 82	570.0g	20個	4971032841366
		外装 444 × 403 × 352	12.5kg		14971032841363
84137	オオサキ 検診用ロールシートPP 3730 160回 ピンク 1巻入 37cm×30cm 160回分	販売単位 370 × 82 × 82	570.0g	20個	4971032841373
		外装 444 × 403 × 352	12.5kg		14971032841370

■素材:[吸収材]ポリプロピレン [防水材]ポリエチレン
■製造国:中国

◇ 商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。