



飛沫感染防止アイウェア

# ICグラス®レンズ FS



顔への血液・体液曝露による飛沫感染を  
広範囲に防御するアイウェアです。



外科製品

PPE


## 商品特長

### ■飛沫感染を広範囲に防御


- ICグラス専用の交換レンズです。
- レンズ部分が広く、上部・側面の広範囲を防御可能です。
- レンズ交換が簡単な3点どめです。
- 眼鏡の上から着用できます。

▲ズレ防止のため、フレームはICグラスIIが推奨です。

## 商品情報




### 〈取り付け方〉



- ①レンズ中央の穴を、フレーム中央の突起にはめ込みます。
- ②レンズを引っ張りながら、左右の穴をフレーム左右の突起にはめ込みます。

3ヶ所全てがしっかりとフレームにはめ込まれていることを確認してください。

## 関連商品



### ICグラス®レンズ 光学タイプ 汎用タイプ

- ディスポーザブルタイプのレンズです。
- 両面防曇加工済みのため、マスクをつけていてもレンズが曇りにくく、スムーズに作業ができます。
- レンズ交換が簡単な3点どめです。
- 光学タイプは反射防止加工済みのため、反射による光の映り込みがなく、細かい作業にもストレスなく使用できます。
- 光学タイプは汎用タイプより更に透過率が高く、長時間使用しても目が疲れにくくなっています。

## 商品規格

### ■ICグラス®レンズ FS 汎用タイプI・II用

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57041	ICグラス®レンズ FS 汎用タイプI・II用 30枚入	販売単位	290 × 305 × 9.5	—	12箱	4971032570419
		外装	320 × 152 × 310	—		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店