



外科製品

処置用シート

ディスポ吸水・防水マット

# メディマット 滅菌メディマット



多目的に使用できる吸水性に優れた  
ディスポーザブルマットです。



外科製品


処置用シート

## 商品特長

### 素早くたっぷり吸水・保水

- 高吸収ポリマーにより、多量の湿性生体物質(血液、体液など)をすばやく吸収・保水します。

#### 断面図



### 逆戻りが少ない

- 吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。

### 消臭ポリマー使用

- 消臭効果があるため、不快なニオイを抑え、快適に使用できます。(S・M・Lサイズ)

### 豊富なバリエーション

- 使用用途にあわせた規格があります。

#### サイズと吸収量



## 商品情報

### ■使用用途

- 手術・処置用マットとして
- ベッドの尿もれ等による汚染防止マットとして
- 分娩時の見受けマットとして

## 商品規格

### ■メディマット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
84206	メディマット S 100枚入 32cm×45cm	販売単位	350 × 220 × 145	1.9kg	6袋	4971032842066 14971032842063
		外装	445 × 450 × 370			
84207	メディマット M 50枚入 44cm×60cm	販売単位	350 × 200 × 155	2.2kg	6袋	4971032842073 14971032842070
		外装	465 × 400 × 370			
84208	メディマット L 20枚入 60cm×90cm	販売単位	255 × 295 × 200	2.3kg	4袋	4971032842080 14971032842087
		外装	560 × 305 × 430			
84216	メディマット LL 20枚入 90cm×200cm	販売単位	700 × 400 × 500	10.8kg	—	4971032842165
84223	メディマット SL 30枚入 22cm×63cm	販売単位	290 × 200 × 200	1.2kg	6袋	4971032842233 14971032842230
		外装	620 × 400 × 300			

◇商品はすべてオープン価格です。

### ■滅菌メディマット

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
84209	滅菌メディマット S 1枚入 (50袋) 32cm×45cm	販売単位	240 × 320 × 250	1.5kg	4箱	4971032842097
		外装	320 × 480 × 500			
84210	滅菌メディマット M 1枚入 (25袋) 44cm×60cm	販売単位	240 × 320 × 250	1.5kg	4箱	4971032842103
		外装	320 × 480 × 500			
84211	滅菌メディマット L 1枚入 (25袋) 60cm×90cm	販売単位	375 × 285 × 308	3.5kg	—	4971032842110
84224	滅菌メディマット SL 1枚入 (30袋) 22cm×63cm	販売単位	240 × 320 × 250	1.6kg	4箱	4971032842240
		外装	320 × 480 × 500			

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

\*規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店