




ディスポーザブル吸水・防水シート

# ノンスリップシートE ロール



滑り止め加工を施した  
ロールタイプの吸水・防水シートです。



外科製品

外科シート・マット


## 商品特長

### 1 滑りにくい

- 滑り止め加工により、診察台や床などへの使用時に滑りにくく、患者がシートの上で動いてもズレにくいです。

### 2 吸水・防水シート

- レーヨン不織布に2層のラミネート加工を施しているため、水分を吸水しモレを防止します。



### 3 優れた経済性

- カットタイプに比べて経済性に優れており、同じ場所でシートを多く使用する診察室や処置室などに便利です。

### 4 最適な幅サイズ

- 一般的な診察台や手術台に最適な、80cm幅です。

### 5 使用用途に合わせて選べる長さ

- “80120”は120cm、“80210”は210cmごとにミシン目が入っており、手で簡単にカットできます。
- “8080m”は、使用用途に合わせて長さを自由にカットできます。



### 6 清潔に保管が可能

- 肌に触れる吸収面を内側にして巻いているため、清潔に保管ができます。

## 商品情報

### ■素材

吸収材：レーヨン  
防水材：ポリエチレン

### ■使用箇所(例)



## 関連商品

近日公開

### ロールシートホルダー

- 場所を取らずに簡単に取り付けられる、ロールシートホルダーです。
- 別売の“ベルト”や“マグネット”を使用することで、診察台や壁などに取り付けることができます。
- アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで拭くことができます。

### マイティシートE/滅菌マイティシートE



- 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。
- モレを防止するため、PE(ポリエチレン)を2重ラミネートしています。
- 袋入りカットタイプのため清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。

## 商品規格

### ■ノンスリップシートE ロール

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード	
50216	ノンスリップシートE ロール 8080m ホワイト 1巻入 80cm×80m	販売単位	130×820×130	4.1kg	2包	4971032502168
		外装	820×150×285	9.0kg		—
50217	ノンスリップシートE ロール 80120 70回 ホワイト 1巻入 80cm×120cm 70回分	販売単位	125×820×125	4.1kg	2包	4971032502175
		外装	820×150×285	9.0kg		—
50218	ノンスリップシートE ロール 80210 40回 ホワイト 1巻入 80cm×210cm 40回分	販売単位	125×820×125	4.1kg	2包	4971032502182
		外装	820×150×285	9.0kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店