




ディスポーザブル吸水・防水シート

# ノンスリップシートE



カットタイプ



ロールタイプ

滑り止め加工を施した、吸水・防水タイプの  
不織布製ラミネートシートです。



外科製品

外科シート・マット


## 商品特長

### 1 滑りにくい

- 滑り止め加工により、診察台や床などへの使用時に滑りにくく、患者がシートの上で動いてもズレにくいです。

### 2 吸水・防水シート

- レーヨン不織布に2層のラミネート加工を施しているため、水分を吸水しモレを防止します。




### 3 最適な幅サイズ

- 一般的な診察台や手術台に最適な、80cm幅です。

### 4 使用用途に合わせて選べる

#### 〈カットタイプ〉

- コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。
- 蛇腹折りのため、簡単に展開できます。



#### 〈ロールタイプ〉

- “80120”は120cm、“80210”は210cmごとにミシン目が入っており、手で簡単にカットできます。
- “8080m”は、使用用途に合わせて長さを自由にカットできます。



80120 / 80210




8080m

## 商品情報

### ■ 素材

吸収材：レーヨン  
防水材：ポリエチレン

### ■ 使用箇所(例)



## 関連商品



### オオサキ ロールシートホルダー

- “ノンスリップシートE ロール”を衛生的・簡易的に使用できるホルダーです。
- 別売の“ベルト”や“マグネット”を使用することで、診察台や壁などに取り付けることができます。
- アルコールや第四級アンモニウム塩、次亜塩素酸ナトリウムで拭くことができ、清潔に使用できます。



### マイティシートE/滅菌マイティシートE

- 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。
- モレを防止するため、PE(ポリエチレン)を2重ラミネートしています。
- 袋入りリカットタイプのため清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
50219	ノンスリップシートE 80210 ホワイト 10枚入 80cm×210cm	販売単位   200 × 135 × 150	1.0kg	10袋	4971032502199
		外装   525 × 270 × 425	12.0kg		
50216	ノンスリップシートE ロール 8080m ホワイト 1巻入 80cm×80m	販売単位   130 × 820 × 130	4.1kg	2包	4971032502168
		外装   820 × 150 × 285	9.0kg		
50217	ノンスリップシートE ロール 80120 70回 ホワイト 1巻入 80cm×120cm 70回分	販売単位   125 × 820 × 125	4.1kg	2包	4971032502175
		外装   820 × 150 × 285	9.0kg		
50218	ノンスリップシートE ロール 80210 40回 ホワイト 1巻入 80cm×210cm 40回分	販売単位   125 × 820 × 125	4.1kg	2包	4971032502182
		外装   820 × 150 × 285	9.0kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。