



外科製品

外科シート・マット

ディスポーザブル吸水・防水シート

ノンスリップシート 滅菌ノンスリップシート



滑り止め加工を施した、吸水防水タイプの
不織布製ラミネートシートです。



外科製品

外科シート・マット

商品特長

1 滑り止め加工

- 滑り止め加工を施した、吸水防水タイプの不織布製ラミネートシートです。
- 診察台や床などへの使用時に滑りにくく、患者がシートの上で動いてもズレにくいです。



商品情報

■素材

吸収材：レーヨン 防水材：ポリエチレン

関連商品



メディマット／滅菌メディマット

- 多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルタイプのマットです。



マイティシートE／滅菌マイティシートE

- 多目的に使用できる、吸水防水タイプの不織布製ラミネートシートです。

商品規格

■ノンスリップシート

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
50200	ノンスリップシート 1枚入 80cm×200cm	販売単位	293 × 205 × 10	125g	10袋×10包	4971032502007
		内装	296 × 208 × 95	1.3kg		—
		外装	430 × 470 × 311	13kg		—
50204	ノンスリップシート 100枚入 80cm×200cm 裸	販売単位	430 × 470 × 311	—	—	4971032502045
55002	ノンスリップシート 10枚入 100cm×120cm	販売単位	255 × 155 × 95	880g	10袋	4971032550022
		外装	335 × 470 × 275	9.2kg		—
50201	ノンスリップシート 1本入 100cm×200cm	販売単位	286 × 250 × 10	1514kg	10袋×10包	4971032502014
		内装	296 × 258 × 95	1.5kg		—
		外装	525 × 470 × 311	15.7kg		—
50202	ノンスリップシート 1枚入 100cm×50m巻	販売単位	140 × 1015 × 140	2.0kg	5包	4971032502021
		外装	1020 × 310 × 450	15.7kg		—
50209	ノンスリップシート 5枚入 100cm×220cm 特折	販売単位	175 × 285 × 90	—	20袋	4971032502090
		外装	586 × 420 × 376	—		—

◇ 商品は全てオープン価格です。

■滅菌ノンスリップシート

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード／ITFコード
55001	滅菌ノンスリップシート 1枚入 100cm×120cm	販売単位	200 × 340 × 10	93.0g	25袋×4箱	4971032550015
		内装	240 × 250 × 320	2.4kg		—
		外装	425 × 480 × 335	10.2kg		14971032550012

◇ 商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>


オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。