



外科
製品

ティスポーザブル
メデイカルプロダクツ

アイソレーションガウン

オオサキアイソレーションガウンPE



バリア性に優れ、
簡単に着用できる簡易予防衣です。



外科製品

メディスポーツザブル
メディカルプロダクツ

商品特長

優れたバリア性・撥水性

- バリア性に優れているため、化学療法薬剤(抗がん剤)調製時や看護介護時など幅広い場面で使用できます。
- 化学療法薬剤(抗がん剤)での耐浸透テストを実施済みです。
- 前面・腕部にラミネート加工をしているため、撥水性に優れています。
- 身丈は125cmのロング丈、袖丈は65cmのため、広範囲を防御できます。

かんたん着用

- 手術用ガウンのように畳まれているため、簡単に着用できます。

快適着用

- 背面はラミネート加工していないため、通気性に優れています。

商品情報

試験データ*

被試験	化学療法薬剤(抗がん剤)	濃度	結果
シクロホスファミド		20.0mg/mL	240分 浸透せず
塩酸ドキソルピシン(アドリアマイシン)		2.0mg/mL	
エトポシド		20.0mg/mL	
フルオロウラシル		50.0mg/mL	
パクリタキセル(タキソール)		6.0mg/mL	
シスプラチン		1.0mg/mL	
ダカルバジン		10.0mg/mL	

職業性曝露の予防対策に

化学療法薬剤(抗がん剤)には、細胞毒性・変異原性・催奇形性・発がん性を有するものが多いため、医療従事者への被曝防止を目的とした個人防護具の着用が推奨されています。

*「ASTM-D6978-05」に基づいて試験を行っています。

商品規格

オオサキアイソレーションガウン PE

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
51026	オオサキアイソレーションガウン PE 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 フリーサイズ 10枚入	販売単位 380 × 260 × 120	900.0g	10袋	4971032510262
		外装 560 × 420 × 380	9.3kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。

滅菌オオサキアイソレーションガウン PE

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
51028	滅菌オオサキアイソレーションガウン PE 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 フリーサイズ 1枚入(100袋)	販売単位 645 × 430 × 380	11.2kg	—	4971032510286

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

*規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店