



外科製品

ディスプレイダブル
メデイカルプロダクツ

ディスプレイダブル患者衣

オオサキ 患者衣



簡単に着脱可能な
ディスプレイダブルタイプの患者衣です。

商品特長

1 かんたん着脱

- 両肩にワンタッチテープが付いているため、点滴中や処置時に腕を動かすことなく、簡単に着脱できます。

2 快適な着用感

- 通気性が良く、透けにくい素材を使用しているため、快適に着用できます。

3 幅広い場面で使用可能

- 金属やプラスチックを使用していないため、着用したままレントゲン撮影可能です。
- 男女兼用で身丈が131cmと長めのため、検査時や処置時など様々な場面で使用できます。



■素材

ポリプロピレン

商品規格

■オオサキ 患者衣

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
51100	オオサキ 患者衣 1枚入 肩ワンタッチテープ付 身丈131cm	内装	300 × 400 × 10	94.0g	50袋×2箱	4971032511009
		内装	483 × 267 × 356	5.4kg		—
		外装	559 × 496 × 381	11.8kg		—

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店