



処置用シーツホルダー

# オオサキ ロールシーツホルダー



ディスポロールシーツが  
衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。



外科製品

その他外科

## 商品特長

### 1 衛生的に使用可能

- ディスポールシートを汚れなどから守り、衛生的に使用・保管ができる、専用ホルダーです。シートを直接床などに置かないため、衛生的です。
- ほこりなどが付着しにくい、帯電防止素材を使用しています。
- アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで拭くことができ、清潔に使用できます。

### 2 短時間でかんたんに使用可能

- ホルダーからシートを引き出すだけで、短時間で簡単に敷くことができます。



### 3 選べる設置方法

- 蓋を閉めると芯棒がロックされる特殊構造のため、タテ・ヨコ向きのどちらでも使用可能です。
- 専用の“マグネット(別売)”を使用すると、壁などに設置でき、スペースを取りません。
- 専用の“ベルト(別売)”を使用すると、ベッドに設置することができます。

#### ■ “マグネット”による設置イメージ(タテ・ヨコ向き)



#### ■ “ベルト”による設置イメージ



### 4 安全性を考慮した設計


- 軽量で角がないデザインのため、安全に使用できます。

## 商品情報

### ■ 素材

本体: ポリプロピレン  
ネジ: ステンレス鋼  
芯棒: ポリ塩化ビニル

### ■ 規格(外寸法)



## 関連情報



### ノンスリップシートE ロール

- 滑り止め加工を施したロールタイプの吸水・防水シートです。
- 滑り止め加工により、診察台や床などへの使用時に滑りにくく、患者がシートの上で動いてもズレにくいです。

## 商品規格

### ■ オオサキ ロールシートホルダー

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57056	オオサキ ロールシートホルダー 80cm用 1個入 85cm×17cm×17cm(適応サイズ 直径13cm×幅80cm以下)	販売単位   890 × 205 × 205	1.9kg	4箱	4971032570563
		外装   905 × 440 × 430	8.7kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

### ■ オオサキ ホルダー用 設置用品

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57057	オオサキ ロールシートホルダー 80cm用ベルト 1組入 ネジ2個付	販売単位   600 × 155 × 5	100.0g	20袋	4971032570570
		外装   620 × 185 × 180	2.4kg		—
74613	オオサキ ホルダー用マグネット 2個入 3.5cm×0.9cm ネジ2個付	販売単位   90 × 130 × 25	146.3g	30袋 × 2箱	4971032746135
		内装   280 × 63 × 170	4.5kg		—
		外装   298 × 147 × 190	9.1kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店