



外科製品

PPE

サージカルキャップ

サージカルキャップ No.3



ソフトで通気性に優れた
サージカルキャップです。



外科製品

PPE

商品特長

1 高い通気性

- 通気性の高い素材を使用した、ソフトなサージカルキャップです。

2 幅広い使用場面に

- ICUや手術室、器具の洗浄時、患者用など、毛髪の脱落を防ぎたい様々な場面に使用できます。

3 PPEホルダーに収まる (25枚入)

- 25枚入は、“オオサキ PPEホルダー ソフト 2610T クリア” (別売) に入れて使用できます。



商品情報


■素材

本体：ポリプロピレン

ゴム：合成ゴム

※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

関連商品



オオサキ PPEホルダー ソフト 2610T クリア

- 安全性と機能性に優れたPPE (個人防護具) 専用ホルダーです。
- プラスチックシートを使用しているため、経済性に優れています。
- 掃除がしやすい構造で、ほこりなどがたまりにくいよう、底面に排出口を設けています。
- 必要な数だけ連結して取り付けることができ、万一破損した場合にも1個単位での交換が可能です。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位				
51602	オオサキ サージカルキャップ No.3 ブルー 100枚入	販売単位	300 × 300 × 90	500.0g	5個×2箱	4971032516028
		内装	515 × 310 × 310	2.8kg		—
		外装	645 × 335 × 545	7.0kg		—
51613	オオサキ サージカルキャップ No.3 ブルー 25枚入	販売単位	245 × 115 × 95	150.0g	20箱	4971032516134
		外装	600 × 210 × 510	4.0kg		14971032516131
51612	オオサキ サージカルキャップ No.3 ピンク 25枚入	販売単位	245 × 115 × 95	150.0g	20箱	4971032516127
		外装	600 × 210 × 510	4.0kg		14971032516124

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。