



ふ しょく ふ
不織布マスク
こども用



外科製品

メ
ディ
カル
プ
ロ
ダ
ク
ツ
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル



鼻や口を圧迫せず、呼吸がしやすい
オメガ形状プリーツの小児用マスクです。



外科製品

メ ディス ポーザブル
ディカ ル プ ロダ ク ツ

商品特長

小児に適したサイズ

- 小児*に適した小さめサイズの不織布マスクです。
※小学校低学年程度までの小児を対象としています。


呼吸しやすいオメガ形状プリーツ

- オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。

オメガ形状プリーツ


プリーツを広げる際、中央から上下に広がる形状です。

- 広がったプリーツが、口まわりまでしっかり覆うため、感染・風邪・花粉対策の用途にも適しています。



やさしい肌ざわり

- やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
- マスクの両サイドを不織布で覆い、シール処理の際にプリーツがプレスされ平らになるため、肌に触れても痛みありません。



使用シーンに配慮したパッケージデザイン かわいらしいパッケージ

- 小児向けのかわいらしいパッケージで、受付や診察室の雰囲気をやわらげます。
- マスクを着けた笑顔の動物のパッケージイラストで、マスク着用への抵抗感を減らします。

ユニバーサルデザイン

- 小児でも読めるように、着用方法の説明には“ふりがな”をふっています。



置き方が選べる

- 蓋を切り取ると、箱を縦置きできるため、省スペースに置きたい場合や狭い場所でも便利です。



商品情報

■素材


本体：ポリプロピレン
耳紐：ポリエステル、ポリウレタン

■製品仕様

縦75mm×横120mm

■着用方法

下のイラストの様に、二本線を上にして、ゴムの付け位置が外側になる様に着けてください。



商品規格

■small friend 不織布マスク こども用

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
		販売単位					
51418	SF不織布マスク こども用 75mm×120mm ホワイト 50枚入		135 × 98 × 80	109.0g	40箱		4971032514185
		外装	425 × 418 × 290	4.9kg			14971032514182

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店