




外科製品

処置用シート

E.O.G.

吸水・防水シート

滅菌マイティシートE



多目的に使用できる、吸水・防水タイプの
不織布製ラミネートシートです。



外科製品

処置用シート

E.O.G.

商品特長

吸水・防水シート

- モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。

処置や分娩時の汚染防止などに

- 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
- 分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。

展開しやすい

- 蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。

関連商品



メディマット

- 多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポタイプのマットです。



ノンスリップシート

- すべり止め加工を施した、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシートです。

商品規格

■滅菌マイティシートE

E.O.G.

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
50187	滅菌マイティシートE 50cm×60cm 1枚入	販売単位 200×210×3	14.0g	50個 × 8袋	4971032501871
		内装 200×210×160	700.0g		24971032501875
		外装 410×640×420	7.5kg		14971032501878
50172	滅菌マイティシートE 60cm×80cm 1枚入	販売単位 200×340×4	34.3g	200袋	4971032501727
		外装 430×400×360	7.5kg		14971032501724
50173	滅菌マイティシートE 80cm×180cm 1枚入	販売単位 200×340×11	88.9g	100袋	4971032501734
		外装 430×600×360	9.6kg		14971032501731
50174	滅菌マイティシートE 90cm×100cm 1枚入	販売単位 200×340×6	58.2g	100袋	4971032501741
		外装 430×300×360	6.3kg		14971032501748
50175	滅菌マイティシートE 100cm×120cm 1枚入	販売単位 200×340×8	75.3g	100袋	4971032501758
		外装 430×400×360	8.1kg		14971032501755
50176	滅菌マイティシートE 100cm×150cm 1枚入	販売単位 200×340×9	92.3g	100袋	4971032501765
		外装 430×500×360	9.9kg		14971032501762
50177	滅菌マイティシートE 100cm×180cm 1枚入	販売単位 200×340×11	109.4g	100袋	4971032501772
		外装 430×600×360	11.6kg		14971032501779
50178	滅菌マイティシートE 100cm×210cm 1枚入	販売単位 200×340×12	126.5g	100袋	4971032501789
		外装 430×700×360	13.5kg		14971032501786

■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店