



ディスポーザブル吸水防水シート

# ストレッチャーカバー



ストレッチャーマットの汚染を防止する、  
ディスポーザブルタイプの吸水防水カバーです。

# ストレッチャーカバー



外科製品

外科シート・マット

## 商品特長

### 1 素早く、かんたん装着

- 展開しやすいたたみ方とストレッチャーマットに被せるだけの形状のため、素早く簡単に装着できます。

### 2 ズレにくい

- カバー両端にゴムが付いているため、ストレッチャーマットにフィットし、移乗時や体位変換時もズレにくいです。

⚠ 本品は移乗用具として使用することはできません。

#### ストレッチャー装着イメージ



### 3 破れにくく、モレにくい


- 強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、移乗時や体位変換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。

#### 引張強度

(単位:N)

#### 防水性能


(単位:cm)



(当社調べ)

## 商品情報

### ■ サイズ



### ■ 素材

吸収材: ポリプロピレン

防水材: ポリエチレン

ゴム: 合成ゴム ※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

#### 断面図



## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
57217	オオサキ ストレッチャーカバー ブルー 10枚入 80cm×210cm	販売単位	220×110×380	1.0kg	10袋	4971032572178
		外装	520×450×400	10.5kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。