

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

クロスガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

パルプ100%のセルロース繊維から成る、不織布ガーゼ製品です。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- ・ 適宜滅菌して使用すること。
- ・ 創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・ 滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・ 体内へ留置しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。
- ・ 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。