

医04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

## 滅菌コットンパッド

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・脱脂綿等をガーゼで包んだパッド状のものを滅菌した製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- 脱脂綿の材質:綿100%

#### 【使用目的又は効果】

創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。

#### 【使用方法等】

患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

##### 2. 有効期間

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。