

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## 滅菌オオサキドレープT

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

株式会社 メディテックジャパン

〒515-0303 三重県多気郡明和町大字山大淀字中沢414

#### 【形状・構造及び原理等】

吸水・防水性の不織布製シートを滅菌した粘着テープ付手術用ドレープ製品です。

#### 【使用目的、効能又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。

本品は単回使用である。

#### 【品目仕様等】

滅菌保証は「医療用具の滅菌バリデーションガイドライン」に従う。

#### 【操作方法又は使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

- 外科開口部や創傷部位に接触させないこと。
- 本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

使用期限

容器又は被包に表示【自己認証（当社データ）による】。

#### 【保守・点検に係る事項】

再使用・再滅菌禁止

#### 【包装】

606AT63 60cm × 60cm (6.3cm丸穴テープ付) 1枚入 50袋箱入

909AT9 90cm × 90cm (9cm丸穴テープ付) 1枚入 50袋箱入

1220AT58 120cm × 200cm (5cm × 8cm楕円穴テープ付) 1枚入 25袋箱入

1520AT58 150cm × 200cm (5cm × 8cm楕円穴テープ付) 1枚入 25袋箱入

特製 病院特製仕様