

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

## オオサキ医療用不織布

### 再使用禁止

---

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

**【形状・構造及び原理等】**

セルロース、ポリエステル繊維から成る、不織布ガーゼ製品です。

**【使用目的又は効果】**

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

**【使用方法等】**

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

**【使用上の注意】**

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。