

**2012年10月 1日(第3版)
*2006年 3月 27日(第2版)

届出番号:23B2X10001000011

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

クロスガーゼR

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

製造業者

シンワ株式会社

【形状・構造及び原理等】

セルロース100%の繊維から成る、不織布ガーゼ製品です。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【品目仕様等】

- ** ・自社規格に従う。
・本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- ・体内へ留置しないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】

200枚/袋
病院特製仕様