

医04 整形用品

一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

## 滅菌縫製ガーゼ

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・医療ガーゼを積層して縫製し、滅菌した製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- 縫製糸の材質:綿100%
- ・柄付きは綿100%の紐を付けた製品です。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

#### 【使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 使用期限  
容器又は被包に表示【自己認証(当社データ)による】。